

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

USB-RŐL TÖLTHETŐ, HÁROMOLDALAS ULTRAHANGOS FOGKEFE

A CSOMAG TARTALMA:

- 1 db háromoldalas fogkefe
- 1 db cserefej
- 1 db töltőkábel

JELLEMZŐK

- 100%-ig vízálló kivitel (1PX7 fokozatú vízállóság)
- 2 fogkefe fej
- Töltési mód: DC töltőcsatlakozás
- Akkumulátor kapacitás: 500 mAh
- Bemeneti feszültség: 5 VA
- A termék alapanyaga: élelmiszeripari minőségű TPE + PP + DuPont
- A termék súlya: 95 g
- Teljesítmény: 5 teljesítményfokozat / percenként akár 32.000 rezgés
- Optimális fogmosási idő: 60 - 180 másodperc - fogorvosok által ajánlott 3-oldalas fejkialakítás
- Lehetőség van pótféj vásárlására is a későbbiekben

MINDENRE KITERJEDŐ ALAPOS TISZTÍTÁS

Tartsa a fogkefét nagysebességű akusztikus rezgés alatt, ezáltal kíméletesen és a szájüreg minden szegletére kiterjedően távolíthatja el a lepedéket, fogkövet stb. Kialakítása bármely méretű foghoz illeszkedik, a kefe feje pedig rugalmas és puha.





HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- Tegye a fogkefe-fejet közvetlenül a test csatlakozó tengelyére
- Tegyen fogkrémet a háromoldalas kefére
- Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot
- Válassza ki az optimális szintet (1-5)
- Tisztítsa fogait 60 - 180 másodpercen át.



EMLÉKEZTETŐ:

- Ha világít alul a piros lámpa, kérjük, töltsse fel a készüléket.
- A piros lámpa a töltés alatt végig égve marad. Ha a készülék teljesen feltöltődött, a piros lámpa automatikusan kikapcsol.

JÓTÁLLÁS:

A termékkel szembeni elégedetlenség esetén 14 nap áll rendelkezésére (a termék kézhezvételétől számítva) a termék visszaküldésére, és visszatérítés vagy termékcsere igénylésére. Semmilyen visszatérítés vagy termékcsere nem lehetséges abban az esetben, ha elmulasztja a törvény által előírt határidőt. Ha a termékben hibát észlel, egy év jótállás van arra. A reklamáció benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókat és feltételeket megtalálja weblapunk „Panaszkezelés és csere” szekciójában.