

ISTRUZIONI PER L'USO

USB RICARICABILE, SPAZZOLINO SONICO A TRE LATI

LA CONFEZIONE CONTIENE:

- 1 spazzolino a tre lati
- 1 testina di ricambio
- 1 Cavo di ricarica

CARATTERISTICHE

- Design impermeabile al 100% (grado 1PX7 impermeabile)
- 2 testine
- Modalità di ricarica: Porta di ricarica DC
- Capacità della batteria: 500 mAh
- Tensione di input: 5 VA
- Materiale del prodotto: TPE alimentare + PP + DuPont
- Peso del prodotto: 95g
- Potenza: 5 LIVELLI / Vibrazione fino a 32.000 volte al minuto
- Tempo di pulizia ottimale: 60 - 180 secondi - design della testina a 3 lati raccomandato dal dentista
- Possibilità di acquistare testine di ricambio in seguito

PULIZIA COMPLETA

Mantieni l'intero spazzolino in vibrazione acustica ad alta velocità, rimuovi delicatamente placca, tartaro, ecc. senza alcun punto cieco. Progettato per le dimensioni di qualsiasi dente, la testina è elastica e morbida.





ISTRUZIONI:

- Inserire direttamente la testina nell'albero di collegamento del dispositivo
- Applicare il dentifricio sullo spazzolino a tre lati
- Premere il pulsante di accensione/spegnimento
- Selezionare il livello ottimale (1-5)
- Lavare i denti per 60 - 180 secondi.



ATTENZIONE:

- Quando la luce rossa in basso è accesa, si prega di ricaricare il dispositivo.
- La luce rossa rimarrà accesa durante la carica. Quando la carica è completa, la luce rossa si spegne automaticamente

GARANZIA:

In caso di insoddisfazione del prodotto, ci sono 14 giorni di tempo (dal giorno della ricezione del prodotto) per restituire il prodotto e richiedere un rimborso o una sostituzione con un nuovo articolo. I resi e le sostituzioni non sono possibili se non si rispetta il termine previsto dalla legge. Qualora si riscontrasse un difetto del prodotto, è prevista una garanzia di un anno. Ulteriori istruzioni e condizioni per presentare un reclamo possono essere trovate sul nostro sito web nella sezione "Reclami e sostituzioni".