

## NAVODILA ZA UPORABO

# TRISTRANSKA SONIČNA ZOBNA ŠČETKA Z USB POLNJENJEM

### KOMPLET VSEBUJE:

- 1 x tristranska zobna ščetka
- 1 x nadomestna glava
- 1 x kabel za polnjenje

### LASTNOSTI

- 100 % vodoodporna zasnova (zaščita pred vodo 1PX7)
- 2 glavi krtačke
- Vrsta polnjenja: polnilni vhod DC
- Zmogljivost baterije: 500 mAh
- Vhodna napetost: 5 VA
- Material: TPE, primeren za stik z živili + PP + DuPont
- Teža izdelka: 95 g
- Moč: 5 STOPENJ / Do 32.000 vibracij na minuto
- Optimalen čas ščetkanja: 60–180 sekund
- Tristranska zasnova glave ščetke, kot jo priporočajo zobozdravniki
- Možnost naknadnega nakupa nadomestnih glav

## VSESTRANSKO ČIŠČENJE

Krtačka deluje na podlagi akustičnih vibracij z veliko hitrostjo in nežno odstranjuje obloge, zobni kamen in druge nečistoče ter doseže vse koticke v ustih. Glava krtačke je elastična in mehka ter primerna za vse velikosti zob.





#### NAVODILA:

- Glavo krtačke namestite neposredno na držaj na spodnjem delu krtačke.
- Na tristransko glavo nanesite zobno pasto.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop.
- Izberite optimalno stopnjo (1–5).
- Ščetkajte zobe od 60 do 180 sekund.



#### OPOZORILO:

- Ko zasveti rdeča lučka na spodnjem delu naprave, jo morate napolniti.
- Med polnjenjem rdeča lučka sveti. Ko je krtačka popolnoma napolnjena, rdeča lučka samodejno ugasne.

#### GARANCIJA:

V 14 dneh (od dneva prevzema izdelka) lahko kupljene artikle vrnete in zahtevate vračilo kupnine ali zamenjavo za nov artikel, če z izdelkom niste zadovoljni. V primeru, da zamudite rok, ki je predpisan z zakonom, vračilo in menjava nista možna. Za izdelek velja enoletna garancija za okvare. Več navodil in pogojev za vložitev reklamacije je opisanih na naši spletni strani v rubriki o reklamacijah in menjavah.